



THUASNE
SINCE 1847

CVA Care




Balanced Care by Thuasne

CVA Care is een selectie uit het brede assortiment van Thuasne. Het zijn producten die zich kenmerken door hun brede inzetbaarheid, de hoogwaardige kwaliteit en effectiviteit.

De CVA Care producten zijn geschikt als ondersteuning voor de lichamelijke beperkingen waarvan u in de dagelijkse activiteiten hinder ondervindt. Krachtverlies, verlamming en vermoeidheid zijn een aantal van de meest voorkomende klachten. De CVA Care producten bieden u een handige ondersteuning en houden u dagelijks actief.

De CVA Care producten zijn altijd vanuit voorraad leverbaar. Zo heeft u de eerste oplossing altijd snel in huis!




1	50 - 71 cm
2	72 - 94 cm
3	95 - 117 cm
4	118 - 140 cm

IMMO

Art.nr. 2440 01

Immobilisatie van de schouder, arm, onderarm en vingers
Optimale immobilisatie dankzij de versterkte gordel, de steunbanden en de "schouderbrace". Nauwkeurige afstelling met klittenband. Model dat aan beide zijden kan worden gedragen.



S	16 - 20 cm
M	19 - 23 cm
L	22 - 26 cm

HEMI-PLEX COMFORT

Art. nr. T48110

Vermijdt subluxatie in geval van hemiplegie. Anatomische ondersteunende schaal.

Ook leverbaar als universeel product waarbij er slechts 1 maat is. Dit is de HEMI-PLEX (Art. nr. T481001).



4 - Poot wandelstok, Comfort kruk en wandelstok

4- Poot: Art. nr. W2080 003 101 In hoogte verstelbaar van 74 tot 94 cm. Gewicht : 900 g

Maximum gebruikersgewicht : 100 kg

Comfort kruk: Art. nr. W2030 003 002 In hoogte verstelbaar van 76 tot 99 cm, verstelbare armsteun van 24 tot 32 cm. Gewicht per kruk 790 g. Maximum gebruikersgewicht: 130 kg

Aluminium wandelstok: Art. nr. W2090 001 001 In hoogte verstelbaar van 82 tot 102 cm. Gewicht 340 g

Maximum gebruikersgewicht 100 kg



Opvouwbaar looprek

Art. nr. W2300 003 002

Gemakkelijk opvouwbaar. Comfortabele handgrepen.

In hoogte verstelbaar van 80 tot 92 cm (stappen van 2,5 cm)

Breedte 61 cm

Lengte 43 cm

Gewicht 2,2 kg

Maximum gebruikersgewicht : 100 kg



ART aangepast bestek

Art. nr. 1210101 Mes recht 45 g, 1210102 Mes gehoekt 75 g, 1210105 Vork recht 40 g, 1210106 Vork gehoekt, linkshandig 50 g, 1210107 Vork gehoekt, rechtshandig 50 g, 1210111 Lepel recht 50 g, 1210112 Lepel gehoekt, rechtshandig 55 g, 1210113 Lepel gehoekt, linkshandig, 55 g.

Het ART bestek is voorzien van taps toelopende handvatten. Geschikt voor mensen met verminderde arm- en/of handfunctie of met beperkt bewegingsvermogen van hand en/of pols. Vaatwasserbestendig.



Afwasborstel en spoelborstel op zuignappen

Art. nr. 1211621 Afwasborstel op zuignappen

Art. nr. 1211620 Spoelborstel op zuignappen

Handig hulpmiddelen om met 1 hand de afwas te kunnen doen, voor mensen met een verminderde handfunctie of verlamingsverschijnselen.



Dunschiller op zuignappen

Art. nr. 1211133

Voor mensen met een verminderde handfunctie of mensen met verlamingsverschijnselen.

Kleur: grijs

Gewicht: 60 g

Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf.




Ringblikopener

Art. nr. 1211510

Opener speciaal ontwikkeld voor blikken met ringsluiting.

Geschikt voor mensen met artritis of mensen die weinig kracht in hun hand hebben. Eenvoudig in gebruik: het uiteinde dient onder het lipje gehaakt te worden, waarna het deksel gemakkelijk opengetrokken kan worden.



Snijplank met dopjes en antislip voetjes

Art. nr. V1211401

Afmetingen: 18 x 18 cm

Materiaal: wit kunststof

Gewicht: 480 g



Warmwaterbord met drie vakken

Art. nr. 1210406

Door het onderste compartiment te vullen met warm water (max. aanbevolen temperatuur is 40°C), wordt het voedsel warm gehouden. Wordt geleverd in diverse kleuren.

Vaatwasserbestendig, niet geschikt voor de magnetron.

Diameter: 18 cm

Materiaal: kunststof



Grote bordrand met 3 klemmen

Art. nr. 1210412

U kunt nu uw maaltijd gemakkelijk te nuttigen door het eten op uw lepel te schuiven met behulp van de bordrand.

Diameter : tot 26 cm

Materiaal: wit kunststof

Gewicht: 30 g

Vaatwasserbestendig en ook leverbaar in kleinere maat.



Antislip matten, aan beide zijden glijvast

Art. nr. 1211301 Antislip mat, 255 x 185 mm,

Art. nr. 1211302 Antislip mat, 356 x 255 mm,

Art. nr. 1211321 Antislip mat rond, diameter: 140 mm

Art. nr. 1211322 Antislip mat rond, diameter: 190 mm

Voor wanneer u iets wilt neerzetten zonder dat het wegglijdt.

Bijvoorbeeld een bord tijdens het eten, een papier tijdens het schrijven, etc.



Medicijn cassette week

Art. nr. 1205009

Medicijn doosjes voor een hele week, verdeeld in 7 dagen en 4 dagdelen: 's morgens/'s middags/'s avonds/'s nachts.

Afmetingen: 12,5 x 11 x 5 cm



Badzitje met rugsteun

Ref. V1214521


In breedte verstelbaar zitje dat met zijn rugsteun en armsteunen een hoog comfort biedt.

Gewicht :4,65 kg

Zitbreedte : 42 cm

Zitdiepte : 38 cm

Maximum gebruikersgewicht :110 kg



Opklapbaar douchezitje

Ref. V1214519

Zeer comfortabel dankzij het geperforeerde zitvlak en het stoeve oppervlak. Het opklapbare douchezitje neemt weinig ruimte in beslag.

Gewicht : 3 kg

Zitbreedte : 42 cm

Zitdiepte : 38 cm

Maximum gebruikersgewicht : 110 kg



Toiletverhoger met klembevestiging

	Met deksel	Zonder deksel
6 cm	Ref. W1840 003 101	Ref. W1840 002 101
10 cm	Ref. W1840 003 201	Ref. W1840 002 201
14 cm	Ref. W1840 003 301	Ref. W1840 002 301



Verhoogt het toilet met 6, 10 of 14 cm. De uitsparing aan de voorzijde geeft het product een hygiënisch voordeel.

Gemakkelijk te reinigen dankzij het gladde oppervlak. Snel en eenvoudig te monteren door 2 draaiknoppen aan de zijkant.

Kan worden aangepast op toiletten van 32 tot 40 cm breed.



Handigrip helping hand

Art. nr. 1212120

Met comfortabele en ergonomisch gevormde handgreep.

De bek kan in twee verschillende standen gedraaid worden.

Lengte: 66 cm



Universele grepen

Art. nr. 1212175

Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 RVS clips die om het in te steken attribuut, zoals een bezem of stofzuiger, eenvoudig vastgedraaid kunnen worden.

Per 2 verpakt.

Lengte greep:10 cm

Gewicht: 160 g



Elastische schoenveters

Art. nr. 1214296 - zwart, per twee paar

Art. nr. 1214298 - bruin, per twee paar

Geschikt voor mensen die moeite hebben met het strikken van veters of mensen die niet voorover kunnen buigen.

Door middel van de elastische veters stapt u zonder moeite in uw schoen.



Schoenlepel met veermechaniek

Art. nr. 1214276

Van verchromd staal en voorzien van een handvat met draaglus.

Lengte:58 cm

Gewicht: 150 g



Fabrikant van Orthopedische en Revalidatie hulpmiddelen

Thuasne Nederland BV

Klompemaker 1-3
3861 SK NIJKERK
Tel.: +31 33 247 44 44
verkoop@thuasne.nl
www.thuasne.nl

Thuasne Belgilux

Brixtonlaan 1 D
1930 ZAVENTEM
Tel.: +32 2300 80 70
info@thuasne.be
www.thuasne.be