



**THUASNE**  
SINCE 1847

# ReumaCare



*Balanced Care by Thuasne*

**Reuma Care** is een selectie uit het brede assortiment van Thuasne. Het zijn producten die zich kenmerken door hun brede inzetbaarheid, de hoogwaardige kwaliteit en effectiviteit.

De **ReumaCare** producten zijn geschikt voor de Reumatische aandoeningen waarvan u in de dagelijkse activiteiten hinder ondervindt.

Krachtverlies, gewrichtspijn, irritatie, vermoeidheid en vochtophoping zijn een aantal van de meest voorkomende klachten. De **Reuma Care** producten bieden u een handige ondersteuning en houden u dagelijks actief.

De **Reuma Care** producten zijn altijd vanuit voorraad leverbaar. Zo heeft u de eerste oplossing altijd snel in huis!



Maatvoering  
Ligaflex Classic  
en  
Ligaflex Manu



1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm



## LIGAFLEX® CLASSIC

Art. nr. 2435 02

Brace voor de immobilisatie en ondersteuning van de pols. Dankzij het innovatieve systeem met een dubbele riem waardoor de immobilisatie van de pols wordt versterkt kunt u de druk eenvoudig positioneren. Ademend materiaal (3D tricot) voor een groter comfort. Radiotransparante en vervormbare baleinen. Balein voor de handpalm.

## LIGAFLEX® MANU

Art. nr. 2435 02

Brace voor de immobilisatie en ondersteuning van de pols en duim. Dankzij het innovatieve systeem met een dubbele riem waardoor de immobilisatie van de pols wordt versterkt kunt u de druk eenvoudig positioneren. Ademend materiaal (3D tricot) voor een groter comfort. Radiotransparante en vervormbare baleinen. Balein voor de handpalm.




## Kousenaantrekframe

Art. nr. 1214215

Het frame houdt de kous wijd open, de voet wordt er in gestoken en door de zijkanten van het frame omhoog te trekken zal de kous zichzelf aan het been vormen.

Hoogte: ..... 53 cm  
Breedte : ..... 25 cm  
Kleur: ..... blauw



## Kousenaantrekhelp (kous met open teen)

Art. nr. 1214225

Gemaakt van parachute stof waarover de steunkous gemakkelijk glijdt. Wanneer de kous om de voet zit trekt u eenvoudig aan de katoenen band die uit het open einde van de kous naar buiten komt om de aantrekhelp te verwijderen.

Afmetingen: aantrekhelp 43 cm lang, katoenen bandje 30 cm lang.



## Knopenhaak

Art. nr. 1214241

Knopenhaak voor kleine knopen, Ø 1 cm

Afmeting: ..... 16 cm lang  
Kleur: ..... zwart  
Gewicht: ..... 40 g



### ART aangepast bestek

Art. nr. 1210101 Mes recht 45 g, 1210102 Mes gehoekt 75 g, 1210105 Vork recht 40 g, 1210106 Vork gehoekt, linkshandig 50 g, 1210107 Vork gehoekt, rechtshandig 50 g, 1210111 Lepel recht 50 g, 1210112 Lepel gehoekt, rechtshandig 55 g, 1210113 Lepel gehoekt, linkshandig, 55 g.

Het ART bestek is voorzien van taps toelopende handvatten. Geschikt voor mensen met verminderde arm- en/of handfunctie of met beperkt bewegingsvermogen van hand en/of pols. Vaatwasserbestendig.



### ELRA schilmesje

Art. nr. 1211132

Schilmesje met verdikt handvat voor een betere grip. Geschikt voor mensen met een beperkte kracht in de hand.

Materiaal: .....RVS met wit kunststof handvat

Gewicht: ..... 60 g

Vaatwasserbestendig.



### Kaasschaaf met gehoekt handvat

Art. nr. 1211136

Ergonomisch gevormd handvat waardoor mensen met een beperkte handfunctie zelfstandig de kaas kunnen schaven..

Materiaal: ..... RVS met zwarte kunststof handgreep

Gewicht: .....85 g

Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf.



### Ringblikopener

Art. nr. 1211510

Opener speciaal ontwikkeld voor blikken met ringsluiting.

Geschikt voor mensen met artritis of mensen die weinig kracht in hun hand hebben. Eenvoudig in gebruik: het uiteinde dient onder het lipje gehaakt te worden, waarna het deksel gemakkelijk opengetrokken kan worden.



### Pen- & potloodverdickers

Art. nr. 1212342

Eenvoudig op het schrijfmateriaal te schuiven waardoor de grip verbetert. Per 3 stuks verpakt: blauw, geel en rood.

Materiaal: ..... PVC

Gewicht: ..... 5 g




## Flesopener met handvat

Art. nr. 1211505

Diameter: ..... 4 cm

Materiaal: ..... rood kunststof

Gewicht: ..... 125 g



## Kraanopener met staafjes en T-greep

Art. nr. 1211507

Voor extra grip voor mensen met reuma.

Materiaal: ..... rood kunststof met metalen staafjes die veren

Gewicht: ..... 120 g



## Elastische schoenveters

Art. nr. 1214296 - zwart, per twee paar

Art. nr. 1214298 - bruin, per twee paar

Geschikt voor mensen die moeite hebben met het strikken van veters of mensen die niet voorover kunnen buigen.

Door middel van de elastische veters stapt u zonder moeite in uw schoen.



## Schoenlepel met veermechaniek

Art. nr. 1214276

Van verchroomd staal en voorzien van een handvat met draaglus.

Lengte: .....58 cm

Gewicht: ..... 150 g



### Handigrip helping hand

Art. nr. 1212120

Met comfortabele en ergonomisch gevormde handgreep.

De bek kan in twee verschillende standen gedraaid worden.

Lengte: ..... 66 cm



### Universele grepen

Art. nr. 1212175

Ergonomisch gevormde handgrepen met 2 RVS clips die om het in te steken attribuut, zoals een bezem of stofzuiger, eenvoudig vastgedraaid kunnen worden.

Per 2 verpakt.

Lengte greep: ..... 10 cm

Gewicht: ..... 160 g



### Zachte toiletverhoger (11 cm)

Ref. W1550 001 001

Zeer geschikt voor mensen met pijn en/of decubitus risico.

Verhoogt het toilet met 11 cm. Gemaakt van schuimrubber met waterafstotende laag. Kan gereinigd worden met water en zeep of ontsmet worden met chloorvrije producten.

Geschikt voor autoclaaf



### Toiletverhoger met klembevestiging

	Met deksel	Zonder deksel
6 cm	Ref. W1840 003 101	Ref. W1840 002 101
10 cm	Ref. W1840 003 201	Ref. W1840 002 201
14 cm	Ref. W1840 003 301	Ref. W1840 002 301

Verhoogt het toilet met 6, 10 of 14 cm. De uitsparing aan de voorzijde geeft het product een hygiënisch voordeel. Gemakkelijk te reinigen dankzij het gladde oppervlak. Snel en eenvoudig te monteren door 2 draaiknoppen aan de zijkant. Kan worden aangepast op toiletten van 32 tot 40 cm breed.





## Medicijn cassette week

Art. nr. 1205009

Medicijn doosjes voor een hele week, verdeeld in 7 dagen en 4 dagdelen: 's morgens/'s middags/'s avonds/'s nachts.

Afmetingen: ..... 12,5 x 11 x 5 cm



## Pillensplijter

Art. nr. 1205120

Plaats het medicament in de hoek van de V-vorm en sluit het deksel. Het dunne, stalen mesje splijt de pil in 2 delen. Het voorste vakje kan worden gebruikt als pillendoosje.

Kleur : ..... blauw

Gewicht: ..... 30 g



## Pillenvergruizer

Art. nr. 1205110

Door het bovenste deel op de vergruizer te draaien, wordt het medicament vergruisd tot poeder. Bovenste gedeelte (onder dekseltje) kan gebruikt worden als drinkbekertje of pillendoosje.

Kleur: ..... crème

Gewicht : ..... 30 g

Hoogte: ..... 5,5 cm



## Nagelknipper op tafelsteen

Art. nr. 1214153

Materiaal nagelknipper: RVS, materiaal standaard: plastic. Aan de onderkant voorzien van 4 anti-slip voetjes.

Gewicht: ..... 70 g



Fabrikant van Orthopedische en Revalidatie hulpmiddelen

## Thuasne Nederland BV

Klompemaker 1-3  
3861 SK NIJKERK  
Tel.: +31 33 247 44 44  
verkoop@thuasne.nl  
www.thuasne.nl

## Thuasne Belgilux

Brixtonlaan 1 D  
1930 ZAVENTEM  
Tel.: +32 2300 80 70  
info@thuasne.be  
www.thuasne.be