


Cicatrex drukkleiding

Maatblad Thorax



Richtlijnen voor exacte maatname van een Cicatrex vest of body

- Voor een exacte meting dient u een flexibel meetlint en een bodymarker te gebruiken
- Alle maten worden in een natuurlijke lichaamshouding van de patiënt gemeten.
- Teken naar mogelijkheid de omvang van het vest of de body in een schets en arceer het wondbereik.
- Drukpelotten, Silon-Tex, extra openingen evenals extra maten, die door de maatnemer voor belangrijk worden gehouden, zijn in de schets in te voeren.
- De lengtemaat voor de armen wordt vanaf de pols genomen. Meet daarbij steeds aan de buitenkant van de armen over de epicondylus lateralis.

Cicatrex drukkleiding

Maatblad Thorax



Datum: _____

Firma/Contactpersoon

Alleveradres

Patiënt
Naam:
Voornaam:
Geb.-datum:
Straat; Nr.:
PC; Plaats:
<input type="checkbox"/> 1 ^{ste} voorziening <input type="checkbox"/> stuks
maatnr. vervolgvoorziening <input type="checkbox"/> paar

- Sluiting body**
- rits
 - ingenaaid
 - opgenaaid
 - klittenband
 - haken/ogen
- Positie**
- borst
 - rug
- Sluiting kruis**
- klittenband
 - haken/ogen
- Geslacht**
- man
 - vrouw

- Sluiting arm rechts**
- rits
 - ingenaaid
 - opgenaaid
 - klittenband
 - haken/ogen
- van: _____
tot: _____
lengte: _____ cm
- voor/duimzijde
 - achter/pinkzijde
 - binnen
 - buiten
 - afwijkende compressie _____°

- Sluiting arm links**
- rits
 - ingenaaid
 - opgenaaid
 - klittenband
 - haken/ogen
- van: _____
tot: _____
lengte: _____ cm
- voor/duimzijde
 - achter/pinkzijde
 - binnen
 - buiten
 - afwijkende compressie _____°

- Uitvoering**
- vest
 - body
 - slipvorm
 - met beenaanzet
 - arm speciaal
 - Halsuitsparing voor _____ cm vanaf sternum
 - Halsuitsparing achter _____ cm vanaf 7^{de} cervicaalwervel
 - Kraag
 - omvang boven: _____ cm
 - omvang onder: _____ cm
 - hoogte voor: _____ cm
 - hoogte achter: _____ cm
 - sternum-hals onder: _____ cm

- Bijzonderheden**
- amputatie
 - drukpelot (intekenen)
 - Silon-TEX (intekenen)
 - extra opening (intekenen)
 - kruisgordel: _____ cm
 - cup
 - met compressie
 - zonder compressie
 - grootte A B C D E F

- Kleur**
- beige
 - wit
 - zwart
 - jeans
 - mint

ja nee ja nee

① _____
omvang Hals circulair
over 7^{de} cervicaalwervel
en bovenkant sternum

② _____
borstwijdte -
schouderhoogte
semicirculair
ingeademd

Rechterzijde

Linkerzijde

