

THUASNE


SPORT



THUASNE
SPORT



Steunmiddelen




Wat is proprioceptie?

Het proprioceptief systeem is een reflex systeem. Het zet spiercontracties in beweging door informatie te verstrekken over de plaats van de gewrichten en over de druk die zij ondergaan. Het is samengesteld uit sensoren die zich ter hoogte van de huid, van de ligamenten en van het gewrichtskapsel bevinden.

De producten binnen het gamma "Steunmiddelen" zijn een combinatie van de technische know-how van Thuasne en het principe van de medische steunmiddelen. Zij verbeteren de spierreactie in een risicovolle situatie voor gewrichten.



Steunmiddelen +



Warmtetoevoer en inspanning van de spieren

Warmte is een fysische werkstof die van oudsher wordt gebruikt voor de preventie van spierpijn.

Verhoging van de lichaamstemperatuur veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten die de prestatie van de bloedsomloop in de betrokken streek verhoogt en zodoende de lokale stofwisseling verbetert. De warmtetoevoer tijdens de gehele inspanning verhoogt de prestatie van de spier en vermindert des te meer de kans op contracturen. De warming-up is een essentiële etappe voor alle sportbeoefenaars.



Strapping

Strapping bestaat eruit ligamentaire versterking te verschaffen door de botten te ondersteunen. De strapping bandjes vormen een elastische correctie om de omvang van de flexie- extensiebewegingen te beperken en tegelijkertijd de natuurlijke verplaatsing van het gewricht te respecteren. Alle bewegingen zijn toegestaan en beveiligd.

Strapping wordt dus bijzonder aanbevolen voor sportbeoefenaars die hun activiteit weer hervatten of als preventie.



Stabilisatie

Om de verschillende bewegingen en verplaatsingen in alle richtingen te kunnen doen, voeren onze gewrichten gecombineerde bewegingen uit, zoals draaibewegingen, flexie/extensiebewegingen en translatiebewegingen. Tijdens het sporten worden deze complexe bewegingen gekoppeld aan periodes met versnellingen en abrupte remmingen. Deze periodes kunnen een verminderde controle van de omvang van de beweging tot gevolg hebben en verstuikingen en luxaties veroorzaken.

Het principe van de stabilisatie is erop gericht om het uitvoeren van bepaalde bewegingen te remmen en zelfs te verbieden hetzij om de kans op verstuikingen te voorkomen, hetzij de kans op genezing van geblesseerde ligamenten te versnellen, zonder dat het gewricht volledig wordt geïmmobiliseerd.



Lendegordel

Rijgpijn en de sportbeoefenaars.

Sporters stellen hun rug zwaar op de proef. Afhankelijk van de sportbeoefening wordt de wervelkolom aan trillingen, herhaaldelijke schokken of extreme houdingen blootgesteld. De grootste moeilijkheid in de behandeling van lumbalgie bij sporters ligt in het gebrek aan de noodzakelijke rust om weer op krachten te komen, in het bijzonder voor degenen die wedstrijdporten beoefenen.



Elastische steunbrace voor het enkelgewricht

ref. 0333



Proprioceptie: tricot omhulsel voor ondersteuning.

Morfologische aanpassing:

tricot met lange elasticiteit.

Afvoer van transpiratie:

waterafstotende polyamidee.

INDICATIES:

Soepele steun van het verzwakte of pijnlijke gewricht (goedaardige verstuikingen...).



MATEN:

	S	M	L	XL	XXL
	19 - 20	21 - 22	23 - 24	25 - 27	28 - 30

Steunsokken

BESCHIKBARE MATEN :

	Enkelomvang (cB)	1	2	3
		19 - 24	24 - 26	26 - 29
	ID < 37 cm	S normaal	M normaal	L normaal
	ID > 37 cm	S lang	M lang	L lang



Neopreen enkelverband

ref. 0571



Thermische isolatie: neopreen.

Prikkeling van de proprioceptie:

bekleed met elastisch tricot.

INDICATIES:

Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).

Hervatting van activiteiten na verstuiking.

Broosheid van de enkelbanden.

MATEN:

	S	M	L	XL
	19 - 20	21 - 22	23 - 24	25 - 27

Enkelbrace met strapping ref. 0330



Perfekte ondersteuning van de enkel:
elastische banden.

Afvoer van de transpiratie:
geperforeerd neopreen.

Morfologische aanpassing:
afstelbare lip voor het openen.

INDICATIES:

Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
Hervatting van activiteiten na verstuiking.
Broosheid van de enkelbanden.

MATEN:

	S	M	L	XL
	24 - 27	27,5 - 31	31,5 - 36,5	37 - 42

ref. 0339

Optimaliseert de terugkeer van de kracht:

medisch principe van afnemende druk van de enkel tot de knie.

Comfort: reliëf voor de wreef en extra platte naad aan het voeteneind.

Antibacterieel: gebruik van polypropyleen.

INDICATIES:

Na geleverde krachtsinspanning krijgen de spieren hun kracht weer terug dankzij de snelheid waarmee het bloed in de aders terugkeert (oxygenatie van de spieren en werking op de toxines).

Het voorkomen van loomheid in de benen tijdens lange reizen (vliegtuig, trein, bus...).

Stabiliserende enkelverband ref. 0350



Ondersteuning van de enkel:
werking gecombineerd met laterale verstevigingen en stijve riem.

Comfort:
gebruik van ademende materialen en past perfect in de schoen.

Aanleginstructie: lus om het aantrekken van het product te vergemakkelijken.

INDICATIES:

Preventie van verstuikingen.
Hervatting van de activiteit na verstuikingen.

MATEN:

	S	M	L
	27 - 30	31 - 36	37 - 42

Auto-strapping ref. 2100



Gemakkelijk in het gebruik:

voorgesneden band met aanleginstructies.

Perfekte aanpassing aan de bewegingen: band met lange elasticiteit.

INDICATIES:

Traumatologie: ondersteuning, steun en bescherming van de gewrichten in geval van verstuiking, luxatie of peesontsteking.

EEN MAAT

Elastische steunbrace voor het kniegewricht ref. 0334



MATEN:

	S	M	L	XL
cm	39 - 42	43 - 46	47 - 50	51 - 54

Proprioceptie:
tricot omhulsel voor de steun.
Morfologische aanpassing:
tricot met lange elasticiteit.
Afvoer van de transpiratie:
vochtafstotende polyamidee.

INDICATIES:
Soepele steun van het verzwakte of pijnlijke gewricht (goedaardige verstuikingen...).

Thermische isolatie: neopreen.
Prikkeling van de proprioceptie:
bekleed met elastisch tricot.

INDICATIES:
Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
Hervatting van activiteiten na verstuiking.
Broosheid van de kniebanden.

Steunverband voor de knie ref. 0431



MATEN:

	S	M	L	XL	XXL
cm	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43

Proprioceptie:
tricot omhulsel voor de steun.
Betere ondersteuning van het gewricht:
laterale baleinen.

INDICATIES:
Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
Hervatting van activiteiten na verstuiking.
Broosheid van de kniebanden.

Knieverband


Thermische isolatie:
neopreen.
Prikkeling van de proprioceptie:
bekleed met elastisch tricot.
Betere steun voor het gewricht:
laterale baleinen.

INDICATIES:
Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
Hervatting van activiteiten na verstuiking.
Broosheid van de kniebanden.

Kniebrace met strapping ref. 0331



MATEN:

 cm	S	M	L	XL	XXL
	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45



Neopreen knieverband ref. 0573




Ligamentaire versterking: elastische banden.
Afvoer van de transpiratie: geperforeerd neopreen.
Morfologische aanpassing: instelbare lip voor het openen.

INDICATIES:

Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
 Hervatting van activiteiten na verstuiking.
 Broosheid van de kniebanden.

MATEN:


 cm	S	M	L	XL
	32 - 36	37 - 40	41 - 44	45 - 48

Verstevigd ligamenteair knieverband ref. 0335

met baleinen ref. 0570



MATEN:

 cm	S	M	L	XL	XXL
	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45




Perfekte knie ondersteuning: bi-axiale gewrichten.
Afvoer van de transpiratie: geperforeerd neopreen.
Comfort: knieschijfgeleider en anti-knevel steunbanden.

INDICATIES:

Preventie van ligamentaire blessures (verstuikingen).
 Hervatting van activiteiten na verstuiking.
 Broosheid van de kniebanden.

MATEN:

 cm	S	M	L	XL	XXL
	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45

Neopreen steunverband voor het bovenbeen

ref. 0572




Thermische isolatie: neopreen.

INDICATIES:

Spierscheur in acute fase en tijdens de revalidatie fase.
Verrekking. Spierverrekking.

MATEN:

	S	M	L	XL
cm	44 - 48	49 - 53	54 - 58	59 - 63



Neopreen schouderverband

ref. 0576




Thermische isolatie: neopreen.

Morfologische aanpassing: bekleed met elastisch tricot.

INDICATIES:

Preventie van gewrichtsblessures.
Hervatting van activiteiten na een traumatische nasleep.
Broosheid van de schoudergewrichten.

MATEN:

	S	M	L
	28 - 31	32 - 35	36 - 40




Steunbrace voor duimgewricht met strapping ref. 0332

Ondersteuning pols/duim: elastische steunbanden.
Afvoer van de transpiratie: geperforeerd neopreen.
Morfologische aanpassing: anatomische vormen.

INDICATIES:

Preventie van verwondingen aan de gewrichtsbanden (verstuikingen).
Hervatten van de activiteiten na verstuiking.
Verzwakte duimgewrichtsbanden.

MATEN:

	S	M	L
cm	14 - 15,5	16 - 17,5	18 - 20

Neopreen polsverband

ref. 0575

Versterkte ondersteuning:
volledige omhulling van het gewricht.
Thermische isolatie: neopreen.
Morfologische aanpassing:
bekleed met elastisch tricot.

INDICATIES:

Peesonsteking en nasleep
van verstuikingen van het polsgewricht.
Hervatting van activiteiten na verstuiking.

EEN MAAT



STRAPPING

Polssteun met strapping ref. 0340

Versterking van de pols: sterke steunband.
Afvoer van de transpiratie: ademende steunband.
Morfologische aanpassing: een maat.

INDICATIES:

Preventie van ligamentaire blessures.
Hervatting van de activiteit na een traumatisme.

EEN MAAT


Elleboogverband anti-epicondylitis ref. 0336

Modulair product:
preventie en hevige pijn.
Afvoer van de transpiratie:
geperforeerd neopreen.
Morfologische aanpassing:
anatomische vormen.

INDICATIES:

Preventie van peesonsteking en tennis-elbow.
Hervatting van de sportactiviteit.

MATEN:

	S	M	L	XL
9 cm	22 - 24	22 - 27	28 - 30	31 - 33



STRAPPING



Steungordel voor de lenden

ref. 0360



Gemakkelijk aan te leggen: gespen met gemakkelijke en snelle bevestiging.

Onmiddellijk analgetische uitwerking: medische weefselsteunbanden van Thuasne.

Morfologische aanpassing: beugels die de fysiologische werving van de rug volgen.




INDICATIES:

Voorkomen van pijnlijke houdingen en bewegingen.

Hervatten van de activiteiten na een lumbalgie (rugpijn).

MATEN:

 cm	S 60 - 70	M 71 - 86	L 87 - 102	XL 103 - 121	XXL 121 - 140
--	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

DE ANDERE PRODUCTEN VAN HET GAMMA

bescherming



verzorging



andere producten





Elastische ophouder van scheenbeenbeschermer

ref. 0337

Comfortabel:

TIBTOP hindert de bloedsomloop niet.

Doeltreffend:


TIBTOP verzekert een optimale ondersteuning van de scheenbeenbeschermers.

Economisch en praktisch:

TIBTOP kan in de machine worden gewassen en is geschikt voor hergebruik.

Persoonsgebonden: Het is eveneens mogelijk het product te verpersoonlijken met uw naam en wedstrijdnummer...

MATEN:



Kleur: wit



MATEN:



Kleur: rood



Kleur: zwart



ENKELBRACES/
ENKELBANDAGES

KNIEBRACES/
KNIEBANDAGES

STEUNBANDAGE VOOR
HET BOVENBEEN



STEUNMIDDELEN



REF 0333



REF 0334



REF 0431



STEUNMIDDELEN +



REF 0571



REF 0573



REF 0570



REF 0572



STRAPPING



REF 0330



REF 0331



STABILISATIE



REF 0350



REF 0335

STEUNGORDEL VOOR DE LENDE

POLS EN DUIM BRACES



REF 0575



REF 0340



REF 0332



REF 0336

ELLEBOOGBANDAGE



REF 0576

SCHOUDERBANDAGE



REF 0360

GORDEL



SPORTSOKKEN



THUASNE SPORT

STEUNT UW KRACHTSINSPANNING

Specialist op het gebied van ondersteuning en medische steun, stelt Thuasne al de know-how en ervaring waarover de onderneming beschikt in dienst van de sportbeoefenaars.

Het ondergoed voor ondersteuning van THUASNE SPORT UNDERWEAR is samen met wetenschappers ontworpen en de prestaties zijn in het laboratorium gemeten.

Het ondergoed bestaat uit de meest recente innovaties op het gebied van textiel en is door mannelijke en vrouwelijke sporters getest om u tijdens de krachtsinspanning optimale steun en comfort te bieden.

De borst is een kwetsbaar orgaan, dat praktisch alleen door de huid wordt gesteund.

De distensie van de huid is onomkeerbaar, daarom is het onontbeerlijk de belasting en de kans op trauma's op lange termijn tot een minimum te beperken.

Tijdens het hardlopen ondergaan uw borsten zeer belangrijke versnellingen, tot aan 8 keer de versnelling van de zwaartekracht. De omvang van de beweging kan tot 10 cm gaan.

Deze verplaatsingen van de borsten zijn pijnlijk en veroorzaken een verlies aan energie en aan prestaties.



BESCHERM UW BORSTEN... EN DENK ALLEEN NOG MAAR AAN HARDLOPEN.



Het Top' Strap concept.

Om het opspringen van de borsten en de verticale versnellingen te beperken, heeft de Top' Strap bustehouder een versterkte steungordel op de bovenkant van de boezem.

Het zwaartepunt ligt dus dichterbij het lichaam, waardoor de belasting op de borsten wordt beperkt.


Zij worden comfortabel ondersteund zonder te worden platgedrukt.

De steungordel loopt door tot aan de zijkant om de zijwaartse bewegingen te controleren.

Het onderste gedeelte bestaat uit 2 halve cups van weefsel met compressie en een stijf tussenstuk om iedere borst goed op de plaats te houden en te ondersteunen.

Een volledig gevormde voering sluit de kans op wrijvingen en irritaties uit.

Absorbeert tot tweederde van de verticale en horizontale versnellingen. Studie van de professoren Geyssant en Belli. Juli 2002 en september 2003. Universiteit Jean Monnet - Laboratorium voor wetenschappelijk en medisch onderzoek - EA 30162



THUASNE
SPORT
Underwear



polyester 57 %
polyamide 36 %
elasthaan 7 %

Bustehouder KRACHT 2 ref. 0716

Ondersteuning: gevormde cups dubbele dikte.
Thermoregulatie: inzetstukken voor de rug en schouderbanden van weefsel met vochtoverdracht.
Zachtheid: Meryl® weefsel van microvezel.

MATEN:				
F	85	90	95	100
EUR	70	75	80	85
UK-USA	32	34	36	38
Cups	B - C - D	B - C - D	B - C - D	C - D

Ondersteuning: specifieke verticale en horizontale inzetstukken.

Comfort: gevoerde naadloze cups om wrijvingen uit te sluiten.

Zachtheid: Meryl® weefsel van microvezel.



polyamide 88 %
elasthaan 12 %

Bustehouder KRACHT 2 ref. 0710

Comfort: gevormde naadloze cups om wrijvingen uit te sluiten.
Gemakkelijk aan te doen: van voren dichtmaken.
Ventilatie: rug en zijanten open netwerk.

MATEN:					
F	80	85	90	95	100
EUR	65	70	75	80	85
UK-USA	30	32	34	36	38
Cups	B	A - B - C	B - C - D	B - C - D	C - D

Ondersteuning: Top'Strap® steungordel op de bovenkant van de boezem.

Zachtheid en comfort: Meryl® weefsel van microvezel, naadloos.

Thermoregulatie: inzetstukken voor de rug en schouderbanden van weefsel met vochtoverdracht.



A B C D	Kracht 2	Kracht 3
	Kracht 2	Kracht 3
	Kracht 2	Kracht 3
	Kracht 3	



Bustehouder KRACHT 3

ref. 0711

MATEN:					
F	80	85	90	95	100
EUR	65	70	75	80	85
UK-USA	30	32	34	36	38
Cups	B	A - B - C	B - C - D	B - C - D	C - D

polyamide 82 %
elasthaan 18 %



Bustehouder KRACHT 3

ref. 0717

MATEN:					
F	85	90	95	100	
EUR	70	75	80	85	
UK-USA	32	34	36	38	
Cups	B - C - D	B - C - D	B - C - D	C - D	

polyamide 47 %
polyester 46 %
elasthaan 7 %

Kracht 2 of 3 ?

Kies de beha die bij uw lichaamsbouw past en geschikt is voor de sport die u beoefent.

polyamide 68 %
katoen 17 %
elasthaan 15 %



ref. 0732 Sport String

Ondersteuning: brede elastische tailleband.

Zachtheid: Meryl® weefsel van microvezel

Comfort: platte naden en extra platte randen.

MATEN:				
Tailles	1	2	3	4
F	38	40	42	44
EUR	36	38	40	42
UK-USA	S	M	L	XL



polyamide 76 %
elasthaan 17 %
katoen 7 %

ref. 0734 Sportbroekje

Ondersteuning: brede elastische band op de heupen.

Zachtheid: Meryl® weefsel van microvezel.

Comfort: platte naden en extra platte randen.

MATEN:				
Tailles	1	2	3	4
F	38	40	42	44
EUR	36	38	40	42
UK-USA	S	M	L	XL



MEER VRIJHEID IN BEWEGING

THUASNE


SPORT

underwear

ref. 0527

Sport boxershort KRACHT 3

Ondersteuning kracht 3: voorgevormde gevoerde schelp.
Comfort: extra platte naden en voelt katoen aan.
Thermoregulatie: Coolmax® vezels en Supplex® vochtoverdracht.

MATEN:		S	M	L	XL	XXL
 cm		74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106-116




polyamide 71 %
 polyester 19 %
 elasthan 10 %

ref. 0762

Sport Shorty KRACHT 3

Ondersteuning kracht 3: voorgevormde gevoerde schelp.
Comfort: extra platte naden en inzetstukken die de beweging begeleiden.
Thermoregulatie: Coolmax® vezels en vochtoverdracht.

MATEN:		S	M	L	XL	XXL
 cm		74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106-116



polyester 85 %
 elasthan 15 %


Sport slip



Performance
running

ref. 0427

Optimale ondersteuning: tijdens de krachtsinspanning voor een grotere veiligheid.
Afvoer van de transpiratie: aangepaste antibacteriële vezel en tricot.
Naadloos: garandeert een totaal comfort.


MATEN:		S	M	L	XL
 cm		74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106

polypropyleen 95 %
 elasthan 5 %

ref. 0426

Sport slip KRACHT 3

Ondersteuning kracht 3: elasthan 12 %.
Comfort: Tanga snit voor een betere beenwijdte.
 Extra platte naden.
Thermoregulatie: technisch katoenweefsel aan beide kanten.
 Coolmax® voor een betere vochtoverdracht.

MATEN:		1	2	3	4	5	6
 cm	S	S/M	M	L	L/XL	XL	
		68 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106-116



polyester 47 %
 polyamide 41 %
 elasthan 12 %

Market manager

Lauric BORDRON
+33 6 70 32 83 30

**Hoofdkantoor
THUASNE**


118-120 rue Marius Aufan
92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FRANCE
tel : +33 1 41 05 92 92
fax : +33 1 41 05 89 50

THUASNE BELGILUX

Intercity Business Park
Général de Wittelaan 17 – boîte 4
B – 2800 MECHELEN

Tel. +32 15 27 71 27
Fax +32 15 27 21 51

www.thuasnesport.com



Foto's

Omslag : © Lannié/Photo Alto
Binnenkant : Studio Caterin
Studio 36

Illustraties : H. Fournié



THUASNE
SPORT

THUASNE
SPORT
underwear